

ORTHOPÉDIQUE

COLLECTION DE BAS ORTHOPÉDIQUE 20- 30 mmHg

ORTHOPÉDIQUE



FIBRES INFUSÉES DE CUIVRE (COP)

EC830C INFINITY
20-30 mmHg



BKW

Version longue (L): 16 pouces et plus
Version courte (S): 16 pouces et moins

EC810C DIAMOND COPPER
20-30 mmHg



COP

Version longue (L): 16 pouces et plus
Version courte (S): 16 pouces et moins

EC820C PRIMARY COPPER
20-30 mmHg



COP

Version longue (L): 16 pouces et plus
Version courte (S): 16 pouces et moins

EC822B PRIMARY COPPER TWIST



COP

EC860C CITY COPPER
20-30 mmHg



BK COP

Version longue (L): 16 pouces et plus
Version courte (S): 16 pouces et moins


EC850C TWIST N'GO
20-30 mmHg



BK COP

Version longue (L): 16 pouces et plus
Version courte (S): 16 pouces et moins

COMMENT MESURER



Charte de mesure pour les bas orthopédiques

TOUR DE CHEVILLE	7 po-8,5po (18-21,5cm)		8,5 po-10po (21,5-25,5cm)		10 po-11,5po (25,5-29cm)		11,5 po-14po (29-36cm)	
	Court	Long	Court	Long	Court	Long	Court	Long
TOUR DU MOLLET	< 16po (41cm)	> 16po (41cm)	< 16po (41cm)	> 16po (41cm)	< 16po (41cm)	> 16po (41cm)	< 16po (41cm)	> 16po (41cm)
LONGUEUR DU MOLLET	< 16po (41cm)	> 16po (41cm)	< 16po (41cm)	> 16po (41cm)	< 16po (41cm)	> 16po (41cm)	< 16po (41cm)	> 16po (41cm)
GRANDEUR	2S	2L	3S	3L	4S	4L	5S	5L

Pour le Primary Copper Twist (EC822B)

	2S	3S	4S	5S
N HOMME US [Grandeur soulier]	6-7	7-9	9,5-11,5	12+
P FEMME US [Grandeur soulier]	6-8	8-10	10-12	13+

Le tableau des grandeurs est une suggestion du manufacturier et l'ajustement peut varier d'une personne à l'autre selon la morphologie.
 <VERSION LONGUE> : hauteur du genou au sol 16 pouces et plus.
 <VERSION COURTE> : hauteur du genou au sol 16 pouces et moins.

